

POWER SUPPLY FOR THIS PRODUCT

In contradiction to what is stated in the operating instructions, this product is in fact supplied with rechargeable batteries and an external charger.

Please heed the following safety instructions:

ATTENTION!

Short runtime

The rechargeable batteries are supplied partially charged.

- Fully charge the batteries before using the device for the first time
- Take note of the operating instructions for the external charger also supplied.


ATTENTION!

Self-discharge

If the device is not used for a long time, the batteries will discharge themselves.

- Fully charge the batteries at regular intervals (recommended interval: 4 weeks).
- Take note of the operating instructions for the external charger also supplied.

NOTE:

The number of possible weighing operations specified in the operating instructions is based on operation with non-rechargeable batteries. When using rechargeable batteries, the maximum number of possible weighing operations is significantly lower. Recharge the batteries as soon as the  symbol appears on the display.

HANDLING (RECHARGEABLE) BATTERIES



WARNING!

Personal injury with improper handling

(Rechargeable) batteries contain harmful substances which may explode and so escape if not handled properly.

- Do not try to recharge disposable batteries.
- Do not expose (rechargeable) batteries to heat.
- Do not burn (rechargeable) batteries.
- If acid is leaking out, avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. Rinse affected areas with plenty of clean water and seek medical help at once.

ATTENTION!

Damage to device and malfunctions with improper handling

- Only ever use (rechargeable) batteries of the type "AA".
- When replacing (rechargeable) batteries, always replace a complete set at a time.
- Do not short-circuit (rechargeable) batteries.
- If you do not use the device for a long period of time, remove the batteries (incl. rechargeable batteries). This prevents acid from leaking into the device.



Spent (rechargeable) batteries should not be discarded with household waste, regardless of whether they contain harmful substances or not. As a consumer you are obliged by law to dispose of (rechargeable) batteries via the collection points set up by the municipal authorities or the retail sector. Only discard (rechargeable) batteries when fully discharged.

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg · Germany

Telephone · +49 (0)40 20 00 00 0

Fax · +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail · info@seca.com

All contact details available at www.seca.com

seca[®]
Precision for health

SUMINISTRO DE CORRIENTE PARA ESTE PRODUCTO

A diferencia de lo que se indica en el manual de instrucciones, este producto se suministra con acumuladores y un cargador externo.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad:

¡ATENCIÓN!

Duración baja

Los acumuladores se suministran parcialmente cargados.

- Cargue completamente los acumuladores antes de la primera puesta en servicio.
- Tenga en cuenta el manual de instrucciones del cargador externo suministrado.


¡ATENCIÓN!

Descarga espontánea

Si el aparato no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, los acumuladores se descargan espontáneamente.

- Cargue completamente los acumuladores en intervalos regulares (intervalo recomendado: 4 semanas).
- Tenga en cuenta el manual de instrucciones del cargador externo suministrado.

NOTA:

El número de pesajes posibles indicado en el manual de instrucciones se basa en el funcionamiento con pilas. En el funcionamiento con acumuladores, el número máximo de los pesajes posibles es claramente más bajo. Vuelva a cargar los acumuladores tan pronto aparezca el símbolo  en el visor.

MANEJO CON PILAS Y ACUMULADORES



¡ADVERTENCIA!

Daños personales debido a un manejo inadecuado

Las pilas y los acumuladores contienen sustancias nocivas que con un manejo inadecuado se pueden liberar de forma explosiva.

- No intente recargar las pilas.
- No caliente las pilas/los acumuladores.
- No queme las pilas/los acumuladores.
- Si se escapa ácido, evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. Aclare con abundante agua las zonas afectadas y acuda a un médico inmediatamente.

¡ATENCIÓN!

Daños en el aparato y funcionamiento erróneo debido a un manejo inapropiado

- Utilice exclusivamente pilas o acumuladores del tipo "AA".
- Cambie siempre al mismo tiempo todas las pilas/todos los acumuladores.
- No ponga en cortocircuito las pilas/los acumuladores.
- Si el aparato no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas/los acumuladores. Así se evita que entre ácido en el aparato.



No deposite las pilas ni los acumuladores usados en la basura doméstica, independientemente de si contienen o no materiales nocivos. Como usuario tiene la obligación legal de desechar las pilas y los acumuladores en puntos de recogida municipales o comerciales. Entregue las pilas y los acumuladores solo completamente descargados.

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg · Germany

Telephone · +49 (0)40 20 00 00 0

Fax · +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail · info@seca.com

Todos los datos de contacto en www.seca.com

seca[®]
Precision for health