



Eine Praxis wie viele andere.

Zum Beispiel Ihre.

igentlich sollte man mit jedem Patienten über sein Gewicht reden. Um ihn langfristig im Kampf gegen Adipositas zu unterstützen oder um mögliche Gesundheitsrisiken schon im Vorfeld zu reduzieren. Doch eine sensible Patientenansprache erfordert Zeit. Die im Praxisalltag fast immer fehlt.





Die Lösung.

Der seca directprint.

er seca directprint ist das ideale Tool für eine qualifizierte und effiziente Gewichtsberatung. Er ermittelt nicht nur in Sekundenschnelle Größe, Gewicht und BMI, sondern fasst die Messergebnisse mit einer Vielzahl fundierter Informationen und Tipps in einem Ausdruck zusammen. So liefert er Ihnen auf Knopfdruck den idealen Gesprächseinstieg für Ihre Übergewichtspatienten. Weil er dem Thema Adipositas – ohne direkte Konfrontation – Aufmerksamkeit verschafft und behutsam in die medizinische Beratung überleitet.

Dadurch werden Hemmschwellen genommen, die Gesprächsbereitschaft erhöht und Ihre Patienten nachhaltig motiviert, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und selbst aktiv zu werden. Was wiederum mit wirtschaftlichen Vorteilen für Ihre Praxis einhergeht, weil Sie zusätzliche Leistungen anbieten können.



seca directprint - mit nur einem Knopfdruck informieren und beraten.


Ihre Vorteile im Überblick:

Individuelle Patientenausdrucke:
Verlässliche Daten zu Größe, Gewicht und BMI individuell aufbereitet für fünf verschiedene Patientengruppen.
Höhere Patientenzufriedenheit: Persönlicher Ausdruck überbrückt die mögliche Wartezeit vor der eigentlichen Konsultation.
Nachhaltige Patienten-Motivation: Bewusstwerden der eigenen Situation und konkrete Hilfestellungen für eine gesunde und aktive Lebensweise.
Effiziente Beratung: Gesprächsunterlage mit wertvollen Hinweisen und praktischen Tipps zu Ernährung, Fitness und Sport.
Einfache Bedienung: Sofortige Nutzung ohne Schulung und Mehraufwand für reibungsloses Einpassen in die Praxisabläufe.
Schnelle Ergebnisse: Ad hoc-Resultate auf Knopfdruck in weniger als einer Minute mit Ihrem handelsüblichen Drucker.
Problemlose Integration: Intelligente Systemlösung auf Basis der bestehenden Netzwerk-Umgebung und Praxis-Hardware.
Sensibler Gesprächseinstieg: Abbau von Hemmschwellen und Aufbau der Gesprächsbereitschaft durch einen rein sachlichen Einstieg.
Wirtschaftlicher Praxisvorteil: Innovatives Praxis-Tool als Basis für weiterführende Beratungs- und Therapieleistungen.

Die leichtgewichtige Vorlage für

schwergewichtige Patientengespräche.

eder Patient ist anders – genauso wie seine Messwerte. Deshalb gibt es den seca directprint Patientenausdruck in fünf verschiedenen Varianten: Übergewicht, Normalgewicht, Untergewicht, nur Gewicht und Kinder. So kann jede Zielgruppe individuell angesprochen und mit den für sie wichtigsten Informationen versorgt werden.




Beispiel seca directprint, Version für übergewichtige Patienten.



Version: Normalgewicht

Die grüne Kurve neben Gewicht und BMI signalisiert sofort: Alles in Ordnung.



Version: nur Gewicht

Welche Aktivität verbraucht wie viel Energie? Hier erfährt man mehr.



Version: Untergewicht


Die gängigsten Ernährungslügen motivieren zur Auseinandersetzung mit dem Thema Essen.



Version: Kinder

Infos von Muskelaufbau bis Trendsport – kindgerecht aufbereitet mit Bildern und interaktiven Elementen.

1. Patient aufrufen



2. Messen und Wiegen



Der Weg zur perfekten Beratung?

Drei Schritte genügen.

atient aufrufen, Messen und Wiegen, Ausdruck übergeben – mehr braucht es nicht, um Ihre Patienten optimal auf eine gewichtsbezogene Beratung vorzubereiten.

In nur drei Schritten erhält Ihr Patient einen individuellen und personalisierten Ausdruck und kann sich schon vor dem Gespräch ins Thema einlesen.

Das verschafft Ihnen den idealen Einstieg und Ihren Patienten das gute Gefühl, bestens informiert und beraten zu sein. Mit einer positiven Nebenwirkung: Denn zufriedene Patienten kommen gern wieder. Und empfehlen Sie uneingeschränkt weiter.

3. Ausdruck übergeben



Nur zehn Minuten investieren.

Von jahrelanger Kundenbindung profitieren.

o intelligent wie einfach: Der seca directprint lässt sich problemlos in nur wenigen Minuten in die bestehende Netzwerk-Umgebung Ihrer Praxis integrieren – und genauso mühelos installieren. Alles, was Sie für den kinderleichten Aufbau benötigen, ist die funkfähige Messstation seca 285, die kostenlose Softwareapplikation seca directprint, einen USB-Stick und Ihren vorhandenen Praxisdrucker.



Rufen Sie an

Lernen Sie den seca directprint persönlich kennen!

Auf Wunsch unterstützen wir Sie gern in der Installation und beim Aufbau des seca directprint. Wie Sie und Ihre Praxis darüber hinaus vom seca Portfolio profitieren können?

Kontaktieren Sie uns und lernen Sie unsere Produkte persönlich kennen! Unter **+49 40 20 00 00 130** oder www.seca.com stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.





seca **456**

seca 360° wireless USB Adapter für den Datenempfang auf dem PC





Ausdruck vom praxiseigenen Drucker

Medizinische Messsysteme und Waagen seit 1840

seca gmbh & co. kg Hammer Steindamm 9-25 22089 Hamburg · Germany Telefon +49 40 20 00 00 0 Fax +49 40 20 00 00 50 info@seca.com

seca operiert weltweit mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in:

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska

seca middle east

seca brasil

seca suomi

und über exklusive Partner in über 110 Ländern.

Alle Kontaktdaten unter www.seca.com

