


Plattformwaage für Krankentragen mit integrierten und separaten Fahrgestellen seca 657



neu



◀ Besonders großflächige Plattform für alle gängigen Roll-In-Systeme . Stabile Konstruktion mit sehr hoher Tragkraft . Transportabel durch Rollen und integrierten Griff . Neuartige Memory-Funktion für präzise Nettogewichtsermittlung

Präzise Wiegen in jeder Situation

Noteinlieferung im Krankenhaus – jetzt muss alles ganz schnell gehen. Vor allem dann, wenn direkt operiert werden soll und zur richtigen Dosierung der Narkose die Ermittlung des Patientengewichts unerlässlich ist. Auf der seca 657 ist das Wiegen von Personen in diesen aber auch weniger dramatischen Situationen direkt auf der Krankentrage kein Thema: Die Plattform bietet Platz für alle dazugehörigen gängigen Fahrgestelle. Natürlich können auch Personen in Rollstühlen oder auf einem Stuhl mit dieser Plattformwaage bequem gewogen werden. Damit ist die seca 657 auch geeignet für den Einsatz in der Dialyse sowie in der Alten- und Krankenpflege.

Stabile Konstruktion mit sehr hoher Tragkraft


Dank ihrer extrem stabilen Bauweise und einer sehr hohen Tragkraft von 300 kg sind selbst schwergewichtige Patienten mit der Plattformwaage seca 657 mühelos zu wiegen. Die Maße der Plattform sind großzügig abgestimmt auf Rollstühle und alle gängigen Roll-In-Systeme und Krankentragen.

Transportabel durch Rollen und integrierte Griffe

Durch die praktischen Rollen und die integrierten Griffe ist die seca 657 transportabel und an verschiedenen Standorten einsetzbar.

Kabelfernanzeige mit vielen Zusatzfunktionen

Die im Lieferumfang enthaltene Kabelfernanzeige mit gut ablesbaren LCD-Ziffern ist bequem in Augenhöhe an der Wand anzubringen oder auf einen Tisch zu stellen. Das Display lässt sich intuitiv bedienen und ist mit vielen intelligenten Zusatz-Funktionen ausgestattet: So kann dank der HOLD-Funktion zunächst die Person versorgt werden, bevor in Ruhe das Ergebnis notiert wird. Die neuartige Memory-Funktion der seca 657 ist besonders praktisch z. B. in der Notaufnahme vor einer Operation: Zunächst lässt sich das Gesamtgewicht des Patienten inklusive Trage oder Rollstuhl ermitteln. Nach erneutem Wiegen des Hilfsmittels erscheint automatisch das Nettogewicht des Patienten. Durch die Pre-TARA-Funktion können Zusatzgewichte von Hilfsmitteln auch direkt beim Wiegen vom Gesamtgewicht abgezogen werden. Schließlich lässt sich mit der BMI-Funktion der individuelle Ernährungszustand des gewogenen Patienten ermitteln.



Technische Daten

seca 657

Tragkraft: 300 kg

Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g

TARA-Bereich: 300 kg

Maße (BxHxT): 892 x 87 x 1.470 mm

Anzeige (BxHxT): 198 x 55 x 175 mm

Plattform (BxHxT): 800 x 51 x 1.470 mm

Eigengewicht: 43,6 kg

Stromversorgung: Netzgerät

Eichklasse: **III**

Funktionen: Memory, Pre-TARA, TARA, HOLD, BMI,

Wägebereichsumschaltung, Dämpfung

Optional: RS232 Adaptersatz seca 460,

Stativ seca 472, Auffahrrampe seca 470