

# seca 878

## Flachwaage für den mobilen Einsatz



- Mutter-Kind-Funktion für das problemlose Wiegen von Kleinkindern.
- Große Nivellierfüße für hohe Standfestigkeit.
- Geringes Eigengewicht und Batterie-Stromversorgung für den mobilen Einsatz.
- Doppertes Display für das Ablesen aus verschiedenen Positionen.
- Zwei Push-Buttons für müheloses Bedienen mit der Fußspitze.

**seca 878:**

## Die Waage, die an die Menschen denkt.

**D**ie seca 878 kann alles, was eine Waage im mobilen Einsatz können muss und mehr: Sie ist extrem robust gebaut, liefert bei jeder Luftfeuchtigkeit präzise Messwerte, ihre Batterien haben eine hohe Lebensdauer und sie ist einfach zu bedienen. So einfach, dass man dafür nur noch die Fußspitze braucht.

**Hohe Stabilität.**

Obwohl sie mit nur 4,1 kg sehr leicht ist, ist die seca 878 sehr robust. Das liegt zum einen an den zusätzlichen Stahlelementen im Rahmen der Waage als auch an der hochwertigen Verrippung der Kunststoffteile. Darüber hinaus ist sie äußerst schlagfest dank der Verwendung von hochwertigem 2-Komponenten-ABS-Kunststoff und Plexiglas. So dass neben Kleinkindern auch Erwachsene bis 200 kg gewogen werden können. Besonders große Nivellierfüße sorgen dabei für festen Stand auf jedem Untergrund.

**Einfache Handhabung.**

Damit man sich z.B. bei Reihenuntersuchungen nicht immer wieder bücken muss, wird die seca 878 über zwei Push-Buttons an der Stirnseite mit der Fußspitze ein- und ausgeschaltet. Für eine weitere Vereinfachung der Arbeit sorgt die Mutter-Kind-Funktion, die es ermöglicht, Kinder auf dem Arm ihrer Mütter zu wiegen. Auch der Transport ist leicht, denn die Waage verfügt über einen integrierten Griff, ein sehr geringes Eigengewicht und eine Transporttasche aus federleichtem Nylon, die im Lieferumfang enthalten ist.

**Intelligente Details.**

Hier ist besonders das doppelte Display hervorzuheben, das Patient und Personal ein gleichzeitiges Ablesen des Messergebnisses aus zwei verschiedenen Richtungen ermöglicht. Und dank eines geschützten Kipp-Schalters und einer manuellen Abschaltfunktion, die ein unbeabsichtigtes Einschalten während des Transports verhindert, ist die Funktion der Waage auch bei schwierigen Bedingungen immer gesichert.

Auf dem doppelten Display können Arzt und Patient gleichzeitig das Ergebnis ablesen.



Die großen Nivellierfüße an der Unterseite sorgen für sicheren Stand auf jedem Untergrund.



Die zwei Tasten an der Stirnseite der Waage können leicht mit dem Fuß bedient werden.



Die flache Bauweise und die rutschfeste Trittläche ermöglichen sicheren Stand und bequemes Betreten.

**seca 878****Technische Daten**

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 kg
- Maße (BxHxT):  
321 x 61 x 362 mm
- Dimensions/platform (WxHxD):  
288 x 60 x 280 mm
- Eigengewicht: 4,1 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Abschaltautomatik
- Optional: Messstab seca 217 in Kombination mit Adapterelement seca 437, Transporttasche seca 414 (für Kombination mit Messstab und Adapterelement) und Transporttasche seca 421